

SimplyGo. Fiabilidad y mantenimiento sencillo.

Los pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) dependen de equipos de oxigenoterapia que necesitan durante muchas horas* al día. **SimplyGo** ofrece la independencia y la libertad que los pacientes merecen, combinadas en un diseño duradero capaz de resistir los golpes derivados de las actividades cotidianas y al mismo tiempo proveer un tratamiento eficaz.



Fiabilidad integrada

SimplyGo es el resultado de esfuerzos encaminados a establecer un nuevo estándar de fiabilidad en los concentradores portátiles.

SimplyGo ha sido diseñado, construido y probado rigurosamente con el objetivo de soportar las actividades cotidianas al acompañar al paciente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Durante su desarrollo, **SimplyGo** ha sido sometido a condiciones extremas, tales como impactos, vibraciones y temperaturas extremas, con el fin de garantizar un funcionamiento con total fiabilidad día tras día. Las 15.000 horas de vida útil del compresor le permiten confiar al máximo en sus prestaciones.

Esto se puede traducir en un menor número de llamadas de solicitud de información para usted y en menos frustraciones para los pacientes como consecuencia de posibles daños de la unidad.

Puede confiar en **SimplyGo**.

Mantenimiento con total sencillez.

SimplyGo facilita la labor de los proveedores de servicios médicos, ya que prácticamente no requiere mantenimiento preventivo ni por parte del paciente.

SimplyGo es flexible:

- Puede optar entre dos, tres o cinco años de garantía.
Elija el plan que mejor se adapte a sus necesidades.
- Las piezas y herramientas de repuesto del **SimplyGo** permiten que sus técnicos puedan reparar el dispositivo in situ, sin necesidad de devolverlo al fabricante.

Notas

*Las directrices clínicas recomiendan que los pacientes con EPOC utilicen la oxigenoterapia durante al menos 15 horas al día para lograr efectos positivos sobre la supervivencia a largo plazo y sobre su calidad de vida. Por tanto, estos pacientes han de disponer de oxígeno tanto en su domicilio (oxigenoterapia fija) como fuera del mismo (oxigenoterapia portátil).

Contacto

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Contacte con nosotros en
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254

América Latina
+55 11 2125 0744

Norteamérica
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Servicio de Atención al Cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico
+65 6882 5282

Philips Respironics Australia
+61 (2) 9947 0440
1300 766 488 (toll free,
Australia only)

Philips Respironics China
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Francia
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italia
+39 039 203 1

Philips Respironics Suecia
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Suiza
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics UK
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics, SimplyGo y EverFlo son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.
Reservados todos los derechos

Visítenos en www.philips.es/respironics



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos
Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

PRECAUCIÓN: La ley federal de EE. UU. limita la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.

Broudy AE 7/13/12 MCI 4104828 PN 1100228



Vive tu vida

El concentrador de oxígeno portátil con nuestra más avanzada tecnología. SimplyGo, ¡Vive la diferencia en calidad de vida!

PHILIPS
RESPIRONICS
sense and simplicity


SimplyGo, dondequiera que vaya.


Un día de compras, una visita a un museo, un agradable fin de semana o unas merecidas vacaciones, gracias a SimplyGo los pacientes con oxigenoterapia pueden disfrutar de todo lo que la vida les ofrece. SimplyGo goza de un diseño ligero y duradero, e incluye una práctica bolsa portátil y un carro con ruedas de fácil rodadura, por lo que está siempre listo para dar un paseo. Su maletín de accesorios le permite tener a mano todo lo que necesita, en cualquier ocasión.




SimplyGo es el primer concentrador de oxígeno de Philips que ofrece los beneficios de un modo de flujo continuo en un diseño ligero y fácil de transportar, de tan solo 4,5 kg. Ya no tiene que elegir entre una entrega de oxigenoterapia eficaz para los pacientes y el habitual peso del dispositivo. SimplyGo ofrece una solución que satisface las necesidades de la mayoría de sus pacientes con oxigenoterapia. Con SimplyGo, los pacientes tienen la flexibilidad de salir a disfrutar del día, acudir al trabajo, marcharse de fin de semana o descansar durante unas largas vacaciones.

La unidad cuenta con tres modos de suministro de oxígeno que se adaptan a la mayoría de las necesidades de los pacientes:

Modo Pulsado 
SimplyGo detecta la respiración y realiza la administración de oxígeno necesaria.

Flujo continuo 
Administración continua de oxígeno entre 0,5 y 2 lpm.

Modo Sueño 
El modo Pulsado con una mayor sensibilidad de activación para su uso durante el sueño. SimplyGo cambia automáticamente al *flujo continuo* de 2 lpm si no se detecta respiración.

Con el oxígeno siempre a mano, los pacientes gozan de libertad para ir a cualquier lugar y a cualquier hora.

En casa, el concentrador fijo **EverFlo** es la solución ideal como complemento del dispositivo portátil **SimplyGo** para los pacientes que precisen oxigenoterapia en su domicilio.

Dado que **SimplyGo** y **EverFlo** utilizan una **tecnología sin administración**, eliminan las molestias de la administración recurrente de oxígeno y pueden contribuir a mejorar la independencia de los pacientes y su calidad de vida.*



*El oxígeno portátil aumenta la duración diaria de la oxigenoterapia en pacientes con EPOC y mejora la calidad de vida de los pacientes con mayor cumplimiento terapéutico. Vergeret et al. Eur Respir J 1989;2: 20-25

Descripción del sistema

Modo de administración de oxígeno fácil de seleccionar

Silenciado de alarma

Ligero: 4,5 kg

El único dispositivo ligero capaz de administrar oxígeno tanto en modo de pulsado como en flujo continuo.

Fácil de llevar a cualquier lugar y en cualquier momento



Batería recargable de fácil extracción y sustitución.

Consulte la tabla de especificaciones del producto para obtener más información acerca de la vida útil de la batería.



SimplyGo, listo para un paseo.

Todo lo que su paciente necesita en una bolsa de accesorios

Carro resistente SimplyGo con ruedas grandes para facilitar el desplazamiento

Bolsa del humidificador

Cargador de batería externa

Fuente de alimentación de CC

Fuente de alimentación de CA

Fuente de alimentación para aviones



