


# FlexiFit™ 407

PREMIUM NASAL MASK


## Hoja de Especificaciones

### Una Máscara de Suministro Nasal



*La máscara nasal FlexiFit™ 407 se caracteriza porque se adapta perfectamente al contorno de la cara gracias a la Tecnología FlexiFit™ y porque incorpora un mecanismo único de correa Glider™ para alcanzar el máximo confort y fijación. Esta máscara tiene otras propiedades que garantizan una inmejorable calidad de sueño.*


# Suministro Nasal - *FlexiFit™* 407



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004


La mascarilla *FlexiFit™* 407 Nasal Premium ofrece la mejor solución de suministro nasal, se ajusta mejor, es más ligera y fácil de usar. El arnés *Stretchgear™* proporciona mejor confort y su difusor de flujo basal sin mantenimiento garantiza un uso sin ruidos. La mascarilla nasal *FlexiFit™* 407 viene completamente armada y preparada para su uso, sólo tiene que sacarla de la caja.

## CARACTERÍSTICAS ÚNICAS PARA UNA MAYOR LIBERTAD, CONFORT Y CUMPLIMIENTO



### Tecnología *FlexiFit™* Fijación de auto-contorno

Con Almohadilla de Espuma Gracias a la Tecnología *FlexiFit™* la mascarilla se adapta a una gran variedad de contornos faciales, permitiendo un rápido y fácil ajuste.



### Correa *Glider™* Sistema anti-fugas


La correa deslizante *Glider™* proporciona una gran libertad de movimiento, al mismo tiempo que mantiene el sellado. La fijación de la mascarilla se mantiene cuando la cabeza se mueve de un lado a otro, minimizando las posibilidades de pérdidas.



### Arnés *Stretchgear™*


Mascarilla con Sistema de suspensión de alta calidad

Se trata de un segmento elástico especial del arnés que mantiene la misma fijación de la mascarilla cuando la cabeza se inclina hacia arriba o abajo.




### Sello de Silicona Rugosa de gran calidad Para mejorar el sellado

Se ha diseñado este tipo de sellado para su fácil y suave deslizamiento y su textura rugosa mejora el sellado de la mascarilla.




### Eficacia del Difusor del Flujo Basal Sin ruidos durante su uso

Sin Necesidad de Mantenimiento Con este sistema avanzado de difusión de aire, el aire expulsado no alcanza a quien duerme a su lado y se reduce el ruido que pueda perturbar el sueño.



### Hebilla *Glider™* Un único movimiento

Con un solo movimiento se puede retirar del arnés. Para volver a colocar, no es necesario reajustar el arnés.



### Correa Oculta para Retirar la mascarilla Con un solo movimiento

Con un solo movimiento se puede retirar del arnés. Para volver a montar no es necesario ajustar la sujeción.

## CONTENIDO

- Mascarilla con arnés completamente armada y preparada para su uso
- Un único tamaño de Sello de Silicona que se adapta a la mayoría de los pacientes
- Manual de Fácil Colocación para el Usuario

CÓDIGO DE PEDIDO: HC407

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NUESTRO REPRESENTANTE LOCAL DE FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

**España** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379

**Internacional** PO Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nueva Zelanda Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Correo electrónico: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

**EE.UU** Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

**Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Francia** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Alemania** Tel: +49 7182 93777 0

Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irlanda** Tel: 1800 409 011 **Italia** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japón** Tel: +81 3 3661 7205

Fax: +81 3 3661 7206 **Suiza** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Reino Unido (Representante autorizado para la UE)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

**Irlanda del Norte** Tel: 0800 132 189